

## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
					1,25-dihidroxi-D3 vitamin*	d3vit	560	géles (sárga)	
12. heti szűrés kockázatelemzéssel (szabad béta-hCG, PAPP-A)	Profilból	Profil 95	géles (sárga)	szérum		24 óra	24 óra	6 hónap	Magzati kockázat vizsgálatok kéréslapjának pontos kitöltése kötelező! Az első trimeszteri szűrés a terhesség 13 hét + 6.napjáig végezhető el, ezután már csak 16 hetes kockázatelemzésre van lehetőség.
16. heti szűrés kockázatelemzéssel (béta-hCG, AFP, szabad ösztriol, inhibin A)	Profilból	Profil 96	géles (sárga)	szérum		24 óra	24 óra	6 hónap	Magzati kockázat vizsgálatok kéréslapjának pontos kitöltése kötelező! A második trimeszteri szűrés a terhesség 14- 21. hetéig végezhető el.
17-OH-progeszteron*	17OH	67	géles (sárga)	szérum fagy. Medcover				2 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe tölteni és fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani! Fénytől védve tárolandó!
5-HIAA*	5hiaa	540		vizelet.Limbach.		56 nap			24 órás gyűjtött, savanyított vizelet szükséges hozzá. A gyűjtés idelye alatt a vizeletet fénytől elzárt, hűvös helyen kell tárolni.A gyűjtés idejét és a gyűjtött térfogatot fel kell jegyezni. A gyűjtést megelőző 3-4 napban kerülni kell: ananász, padlizsán, avokádó, banán, ribizli, sárgadinnye, ringló, egres, paradicsom, dió, szilva, koffein, kumarinok, ephedrine HCl, isoniazid, levodopa, methamphetamine, methenamine, methocarbamol, nikotin, phenobarbital, phentolamine, promethazine, streptozocin! Acetilszalicilsav és paracetamol 2 nappal a mintavétel előtt mellőzendő!
A vitamin*	avit	561	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				28 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe tölteni és fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani! Fénytől védve tárolandó!

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.

## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
ACTH	ACTH	72	EDTA (lila)	EDTA plazma fagy.				1 hónap	Mintavétel után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe tölteni, és fagyasztani. Másnap szállítani! Csak egyszer. fagyasztható!
Adiponektin*	adipo	541	géles (sárga)	szérum Limbach				1 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, szekunder csőbe tölteni és fagyasztani. Fagyasztva szállítani!
Aktivált parciális tromboplastin idő (APTI)	apti	151	citrát (kék)	citrát	4 óra			1 hét	A vérvételi csőbe a vért jelig kell venni! Ha nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor a csövet le kell lecentrifugálni, a plazma felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra lefagyasztani. Fagyasztva szállítani!
Albumin	Alb	31	géles (sárga)	szérum	1 hét	1 hónap	1 hónap		
Aldoszteron*	aldosz	81	géles (sárga)	EDTA plazma fagy. Limbach				1 hónap	A vizsgálat előtt 4 héttel fel kell függeszteni a spironolacton, eplerenon, triamteren, amilorid hatóanyagú gyógyszerek, ill. drospirenon tartalmú fogamzásgátlók szedését. Ez idő alatt kerülni kell az édesgyökér és a rágódohány fogyasztását is. A mérés előtt a káliumszintet normalizálni kell, a páciens étkezzék kiegyensúlyozottan, tekintettel a sóbevitelre. A mintavétel reggel, körülbelül két órával felkelés után, ülő helyzetben, 5-15 perc pihenés után történik. Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
ALEX - teljes panel -295 allergén	Aatelj	330	géles (sárga)	szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
Alfa-1 antitripszin*	a1atri	90	géles (sárga)	szérum Medcover		48 óra	14 nap	2 hónap	
Alfa-fötóprotein (AFP)	AFP	100	géles (sárga)	szérum	8 óra	48 óra	2 nap	6 hónap	
Alkalikus foszfatáz	alpm	4	géles (sárga)	szérum		48 óra	7 nap		Erősen hemolizált minták kerüendőek
Allergiapanel (rovarek)	allro	324	géles (sárga)	szérum		48 óra	7 nap	1 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
Általános ételek - 108 étel*	laltal	351	géles (sárga)	szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
Amiláz	Amil	9	géles (sárga)	szérum	1 hét	48 óra	1 hét		

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.

## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
ANA (anti nukleáris antitest) ELISA	anaeli	382	géles (sárga)	szérum Medicover		48 óra	14 nap	6 hónap	
ANA (anti nukleáris antitest) Hep-2	anahep	383	géles (sárga)	szérum Medicover		48 óra	14 nap	6 hónap	
ANCA	anca	384	géles (sárga)	szérum Medicover		48 óra	14 nap	6 hónap	ANCA (MPO és PR-3)
ANCA profil	ancap	385	géles (sárga)	szérum Medicover		48 óra	14 nap	6 hónap	ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, BPI, katepszin G)
Androsztendion	Andro	69	géles (sárga)	szérum		24 óra	24 óra	2 hónap	
Anémia pernicioza panel	anemat	396	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				6 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani.
Angol lelet	angol	507							Az angol nyelvű leletigényt Thetis-ben rögzíteni kell.
Annexin V IgG autoantitest	annexG	405	géles (sárga)	szérum Medicover		48 óra	14 nap	6 hónap	
Annexin V IgM autoantitest	annexM	404	géles (sárga)	szérum Medicover		48 óra	14 nap	6 hónap	
Anti C i q antitest	antciq	398	géles (sárga)	szérum Medicover		48 óra	14 nap	6 hónap	
Anti-CCP(anti-filaggrin)*	antccp	381	géles (sárga)	szérum Medicover		48 óra	15 nap	6 hónap	
Anti-foszfolipid antitestek (kardiolipin és B2-GPI IgG, IgM)	kargam	391	géles (sárga)	szérum Medicover		48 óra	14 nap	6 hónap	
Anti-HBc IgM	ahbcgm	432	géles (sárga)	szérum		48 óra	7 nap	2 hónap	
Anti-HBs antitest	aHBs	431	géles (sárga)	szérum	8 óra	48 óra	5 nap	6 hónap	
Anti-Müllerian Hormon (AMH)	AMH	68	géles (sárga)	szérum	24	48 óra	6 nap	2 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
Anti-neutrofil citopl. at. (ANCA) panel*	ancap		géles (sárga)	szérum Medicover		48 óra	14 nap		
Anti-streptolizin O (ASO)	ASO	33	géles (sárga)	szérum	2 nap	48 óra	8 nap		
Anti-tireoglobulin (anti-TG)	aTG	55	géles (sárga)	szérum	8 óra	48 óra	2 nap	6 hónap	
Anti-TPO	aTPO	53	géles (sárga)	szérum	8 óra	48 óra	2 nap	6 hónap	Hemolízis és a lipémia a vizsgálatot zavarja.
Antitrombin III*	at3	157	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Linbach	4 óra	Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	Ha nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor a csőve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a plazma felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra lefagyasztani.(lásd Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója) Fagyasztva szállítani!

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.

## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Anti-Xa (LMW-Heparin)	axa	161	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Limbach	4 óra	Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	Vérvétel ideje: 3-4 óra a s.c. alkalmazás után; 3-5 nappal az i.v. beadás után. Ha nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor a csöve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a plazma felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra lefagyasztani.(lásd Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója) Fagyasztva szállítani!
APC rezisztencia*	apcrat	155	citrát (kék)	citrát plazma fagy.	4 óra	Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	Ha nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor a csöve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a plazma felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra lefagyasztani.(lásd Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója) Fagyasztva szállítani!
Apolipoprotein A1*	apoa1	520	géles (sárga)	szérum Limbach			8 nap		
Apolipoprotein A2*	apoa2	521	géles (sárga)	szérum Limbach			8 nap		
Apolipoprotein B*	apob	522	géles (sárga)	szérum Limbach			8 nap		
ASCA IgA*	ascaa	394	géles (sárga)	szérum Medcover		48 óra	14 nap	6 hónap	
ASCA IgG*	ascag	395	géles (sárga)	szérum Medcover		48 óra	14 nap	6 hónap	
Autoimmun bőrbetegségek autoantitastjei	aborbe	397	géles (sárga)	szérum Medcover		48 óra	14 nap	6 hónap	
B1 vitamin*	b1v	562	EDTA (lila)	EDTA telj.vér fagy Limbach					EDTA-s csövet centrifugálás nélkül fagyasztani. A mintát fénytől védeni kell!
B12 vitamin	B12	87	géles (sárga)	szérum	8 óra	24 óra	24 óra	2 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
B2 vitamin*	b2v	563	EDTA (lila)	EDTA telj.vér fagy Limbach					EDTA-s csövet centrifugálás nélkül fagyasztani. A mintát fénytől védeni kell!
B3 vitamin*	b3v	564	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				56 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
B5 vitamin*	b5v	565	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				1 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.

## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
B6 vitamin*	b6v	566	EDTA (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach				2 hónap	Mintavétel után, centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Fénytől védeni! Fagyasztva szállítani!
Bélrendszeri mikrobiom vizsgálata*	szmikr	184	speciális mintavevő	széklet		2 nap	2 nap		Vizsgálati igényt előre jelezni kell a speciális mintavevő miatt!
Béta-2-mikroglobulin*	B2MG	111	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				6 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Béta-crosslaps (kollagén keresztkötés)	BCL	84	EDTA (lila)	EDTA plazma		48 óra	8 nap	90 nap	
Biológiailag aktív tesztoszteron	Profilból	98	géles (sárga)	szérum		48 óra	2 nap	2 hónap	
Borrelia burgdorferi elleni antitestek (IgG,IgM)	borel	446	géles (sárga)	szérum		48 óra	6 nap	6 hónap	
C reaktív protein (CRP)	CRP	37	géles (sárga)	szérum	11 nap	48 óra	2 hónap		
C reaktív protein ultraszenzitív (hsCRP)	CRPU	38	géles (sárga)	szérum	11 nap	48 óra	2 hónap		
C-vitamin*	cvit	567	EDTA (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható		Mintavétel után, centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Fénytől védeni! Fagyasztva szállítani!
C-peptid	Cpeptid	71	géles (sárga)	szérum fagy.		3 óra	3 óra	1 hét	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja A vérvételi csőbe a mintát jelig kell venni! Citrátos csövet mintavétel után centrifugálni, szekunder csőbe áttölteni, és fagyasztani.
C1 inhibitor aktivitás*	c1akt	550	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Linbach				28 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
C1 inhibitor koncentráció*	c1kon	551	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				28 nap	
C3 komplement faktor	c3	410	géles (sárga)	szérum	4 óra	48 óra	8 óra	8 óra	
C4 komplement faktor	c4	411	géles (sárga)	szérum	4 óra	48 óra	8 óra	8 óra	
CA 125	CA125	102	géles (sárga)	szérum	8 óra	2 nap	2 nap	3 hónap	Hemolízis és a lipémia vizsgálatot zavarja. Csak egyszer olvasható fel.
CA 15-3	CA153	103	géles (sárga)	szérum	8 óra	2 nap	2 nap	3 hónap	Hemolízis és a lipémia vizsgálatot zavarja. Csak egyszer olvasható fel.
CA 19-9	CA199	104	géles (sárga)	szérum	8 óra	2 nap	2 nap	3 hónap	Hemolízis és a lipémia vizsgálatot zavarja. Csak egyszer olvasható fel.

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.

## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
CA 50	ca50	558	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				3 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
CA 72-4	CA724	105	géles (sárga)	szérum		48 óra	30 nap	90 nap	
CEA	CEA	101	géles (sárga)	szérum	8 óra	48 óra	48 óra	3 hónap	
Celluláris immun státusz*	cellim	420	Li-heparin (zöld)	Li-heparin Medicover					Mintasükséglet: 2 X 10 ml Hétfőtől csütörtökig küldhető! Déli 12 óráig a laborba juttatandó!
Celluláris immun státusz és NK funkció*	cellnk	421	Li-heparin (zöld)	Li-heparin Medicover					Mintasükséglet: 2 X 10 ml Hétfőtől csütörtökig küldhető! Déli 12 óráig a laborba juttatandó!
Chlamydia pneumoniae antitest*	chlamp	438	géles (sárga)	szérum Medicover					
Chlamydia trachomatis PCR*	clapcr	472	STD PCR mintavevő, steril vizeletes pohár	vizelet, húgycső- és genitális váladék		24-48 óra			
Cink (szeminális plazma)*	zneja	557	steril pohár	ejakulátum fagy.	30 perc			2 hónap	A vizsgálat előtt 2-5 nappal a nemi életet fel kell függeszteni. A frissen gyűjtött spermát szobahőmérsékleten kell tartani 30 percig, majd lefagyasztani (-20 °C).
Cink (Zn)*	Zn	23	géles (sárga)	szérum Limbach		48 óra	14 nap	1 hónap	
Cisztatin C*	ciszt	525	géles (sárga)	szérum Limbach		48 óra			
CK izoenzimek*	ckizo	529	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				28 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
CK-MB koncentráció	ckmbt	88	géles (sárga)	szérum		48 óra	2 nap	5 hónap	
Cöliakia genetikai HLA-DQ2, HLA-DQ8*	colign	485	EDTA (lila)	EDTA teljes vér		24-48 óra		nem tárolható	Páciens által aláírt kéréslap küldése kötelező!
Cöliakia szűrés (tTgIgG,tTgIgA)*	colim	380	géles (sárga)	szérum Medicover		48 óra	14 nap	6 hónap	
Córoloplazmin*	Coer	41	géles (sárga)	szérum Limbach		48 óra	14 nap	1 év	
CT-pro-ADH (kopeptin)*	adh	542	géles (sárga)	szérum Limbach		48 óra	4 hét	30 nap	A kifejezett cirkadián fluktuációk miatt párhuzamosan kell meghatározni a szérum ozmolalitását. Kávé, teát és nikotint nem szabad vérével együtt fogyasztani. Ha lehetséges, a gyógyszeres kezelést 48 órával korábban abba kell hagyni.

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.

## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Cyfra 21-1*	Cyf211	106	géles (sárga)	szérum Limbach		48 óra	4 hét	6 hónap	
Cytomegalovírus (CMV) antitestek*	CMV	440	géles (sárga)	szérum		48 óra	6 nap	6 hónap	
Csontspec. alk. foszf.(BAP)*	csap	528	géles (sárga)	szérum Limbach		48 óra	14 nap		
D-dimer	Ddi	154	citrát (kék)	citrát	4 óra		4 óra	6 hónap	
DHEA-szulfát (DHEAS)	DHEA	65	géles (sárga)	szérum	8 óra	48 óra	2 nap	2 hónap	
Digoxin*	digo	186	géles (sárga)	szérum Limbach		48 óra	14 nap	6 hónap	A mintavétel kb. 8-24 órával a gyógyszerbevétel után történjen.
Dihidro-tesztoszteron*	ditesz	543	géles (sárga)	szérum Limbach		48 óra			
Direkt bilirubin	Dbil	6	géles (sárga)	szérum	48 óra	48 óra	3 nap		Fénytől védve tartandó! Hemolízis, lipémia zavarja.
dsDNS elleni antitest*	dsdns	389	géles (sárga)	szérum Medicover					
D-Vitamin (25-OH) totál	TDVit	78	géles (sárga)	szérum	48 óra	48 óra	7 nap	1 év	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja. Nem hígítható!
E vitamin*	evit	568	géles (sárga)	szérum Limbach			44 nap		A mintát fénytől védeni kell!
Egzotikus ételek - 45 étel	legzot	352	géles (sárga)	szérum Primalab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
ENA panel (ELISA)*	enaeli	386	géles (sárga)	szérum Medicover		48 óra	14 nap	6 hónap	Részei: Sm, RNP, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1
Endomízium elleni antitest (EMA) IgA/IgG*	emaiga	387	géles (sárga)	szérum Medicover		48 óra	14 nap	6 hónap	
Endotél AAT*	endoat	399	géles (sárga)	szérum Limbach		48 óra	14 nap		
Epesav*	epesav	527	géles (sárga)	szérum Limbach		48 óra	7 nap		
Epesav (széklet)*	epesz	556	széklettartály	széklet fagy. Limbach				28 nap	
Epidermális bazálmembrán elleni antitest *	epidat	406	géles (sárga)	szérum Limbach		48 óra	14 nap		
Epstein-Barr vírus (EBV) antitestek (IgG,VCA IgG,EBNA IgG)*	ebv	436	géles (sárga)	szérum		48 óra	5 nap	1 év	
Eritropoetin*	eritro	526	géles (sárga)	szérum Limbach		48 óra	14 nap		
Faktor VIII*	8fak	160	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Limbach	4 óra	Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	A vérvételi csőbe a vért jelig kell venni! Ha nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor a csőve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a plazma felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra lefagyasztani.(lásd Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója) Fagyasztva szállítani!

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.

## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Fehérje azonosítása immunfixációval*	ife	415	géles (sárga)	szérum Medicover		48 óra	1 hét		
Ferritin	Ferr	36	géles (sárga)	szérum	8 óra	48 óra	2 nap	1 év	Hemolízis a vizsgálatot zavarja. Csak egyszer olvasztható fel.
Fibrinogén	Fibr	152	citrát (kék)	citrát	4 óra			1 hét	A vérvételi csőbe a vért jelig kell venni! Ha nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor a csövet le kell lecentrifugálni, a plazma felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra lefagyasztani. Fagyasztva szállítani!
Follikulus Stimuláló Hormon (FSH)	FSH	60	géles (sárga)	szérum	8 óra	2 nap	2 nap	3 hónap	Csak egyszer olvasztható fel.
Fólsav	Fol	86	géles (sárga)	szérum		2 nap	2 nap	6 hónap	Azonnal fugálni, és hűtőbe tenni. Hemolízis a vizsgálatot zavarja
Foszfát (P)	P	20	géles (sárga)	szérum	1 nap	48 óra	4 nap		Erős hemolízis zavarja
Foszfadilszerin IgG autoantitest	fosfG	400	géles (sárga)	szérum Limbach		48 óra	14 nap		
Foszfadilszerin IgM autoantitest	fosfM	401	géles (sárga)	szérum Limbach		48 óra	14 nap		
Teljes panel - 287 étel	ltelj	350	géles (sárga)	szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
Foszfolipid antitest szűrés(kardiolipin/B2-GPI at.)*	kargam	382	géles (sárga)	szérum Medicover		48 óra	14 nap	6 hónap	
Fruktózamin	Frukt	40	géles (sárga)	szérum	3 nap	48 óra	2 hét	2 hónap	
Fűszerek - 31 étel	lfusze	353	géles (sárga)	szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
Gamma GT (GGT)	GGT	3	géles (sárga)	szérum	7 nap	48 óra	7 nap		
Gasztrin*	gastr	79	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				4 hét	Alvadás után azonnal centrifugálni, szekunder csőbe áttölteni, és fagyasztani, fagyasztva szállítani! A vérvétel reggel éhgyomorral (kb. 12 óras éhezés) történjen. Előtte 24 órával a savkezelők, H2 blokkolók, antikolinerg szerek nem vehetők be, ill. kávé nem fogyasztható.
Glutamát-dekarboxiláz (GAD) elleni antitest*	gad	392	géles (sárga)	szérum Limbach		48 óra	1 hét	1 hónap	
Glükóz	Glu	14	géles (sárga)	szérum	1 nap	48 óra	48 óra		Nem szeparált mintában a glükóz szint óránként 0,27-0,55 mmol/l- el csökken. Ezért azokat a mintákat, amelyet nem tudnak elválasztani (centrifugálni) fluoridos csőbe kell levenni. Erős lipémia zavarja.

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.



## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Glükóz-plazmából	GluF	15	fluorid (szürke)	NAF 0	2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz (ebéd előtt)	EE	233	fluorid (szürke)	NAF EE	2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz (ebéd után)	EU	234	fluorid (szürke)	NAF EU	2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz (étkezés után)	PPvc	230	fluorid (szürke)	NAF étkezés után	2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz (reggeli előtt)	RE	231	fluorid (szürke)	NAF reggeli előtt	2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz (reggeli után)	RU	232	fluorid (szürke)	NAF reggeli után	2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz (vacsora előtt)	VE	235	fluorid (szürke)	NAF vacsora előtt	2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz (vacsora után)	VU	236	fluorid (szürke)	NAF vacsora után	2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz 0'(glükózterhelés előtt)	GT0	240	fluorid (szürke)	NAF 0	2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz 120'(glükózterhelés után)	GT120	244	fluorid (szürke)	NAF 120	2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz 150'(glükózterhelés után)	GT150	245	fluorid (szürke)	NAF 150	2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz 180' (glükózterhelés után)	GT180	246	fluorid (szürke)	NAF 180	2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz 30' (glükózterhelés után)	GT30	241	fluorid (szürke)	NAF 30	2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz 60' (glükózterhelés után)	GT60	242	fluorid (szürke)	NAF 60	2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz 90' (glükózterhelés után)	GT90	243	fluorid (szürke)	NAF 90	2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz terhelés 2 pontos	glte2	227							
Glükóz terhelés 3 pontos	glte3	228							
Glükóz terhelés 4 pontos	glte4	238							
Glükóz terhelés 5 pontos	glte5	229							
GOT (ASAT)	GOT	1	géles (sárga)	szérum	4 nap	7 nap	7 nap		Hemolízis a vizsgálatot zavarja
GPT (ALAT)	GPT	2	géles (sárga)	szérum	3 nap	7 nap	7 nap		
Gyermek ételmszer panel - 60 allergén*	Agyeel	332	géles (sárga)	szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
Gyermek Komplex panel - 79 allergén*	Agyerk	333	géles (sárga)	szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
Gyermek OAS panel-108 allergén*	AgyerO	331	géles (sárga)	szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
Gyümölcsök - 36 étel	Igyum	354	géles (sárga)	szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
H vitamin*	hvit	569	géles (sárga)	szérum Limbach		7 nap			
Haptogloblin*	hpto	91	géles (sárga)	szérum Limbach		1-2 nap	1-2 nap	2 hónap	
Harántcsíkolt izom AAT*	harat	408	géles (sárga)	szérum Limbach		14 nap			
hCG (human korion-gonadotropin)	HCG	110	géles (sárga)	szérum	8 óra	2 nap	2 nap	6 hónap	Csak egyszer olvasható fel.
hCG (human korion-gonadotropin) magzati	Profilból	Profil 96	géles (sárga)	szérum					Magzati kockázat vizsgálatok kérdőlapjának pontos kitöltése kötelező! A második trimeszteri szűrés a terhesség 14- 21. hetéig végezhető el.
HDL koleszterin	HDL	27	géles (sárga)	szérum	2 nap	7 nap	7 nap		
He-4 + CA 125 és ROMA index	Profilból	Profil 99	géles (sárga)	szérum		2 nap	2 nap	84 nap	
Helicobacter pylori elleni antitest (IgG)	Hepy	447	géles (sárga)	szérum		5 nap	5 nap	2 hónap	2 x felolvasható és visszafagyasztható
Hemoglobin A1c (HbA1c)	Hba1c	134	EDTA (lila)	EDTA teljes vér	3-4 nap	3-4 nap		nem tárolható	

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.

## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Hepatitis A vírus elleni antitestek (IgM,IgG)	aHAV	433	géles (sárga)	szérum		7 nap	7 nap	2 hónap	Felolvasztás újra fagyasztás kerülendő
Hepatitis B vírus s. antigén (HBsAg)	HBsAg	430	géles (sárga)	szérum		5 nap	5 nap	2 hónap	
Hepatitis C vírus elleni antitest (IgM)	aHCV	434	géles (sárga)	szérum		7 nap	7 nap	12 hónap	3 x felolvasztható és visszafagyasztható
Herpes simplex vírus (HSV) 1,2 antitestek (IgG,IgM)*	hsv	437	géles (sárga)	szérum Medicover		2 nap	5 nap	1 év	
Hiszt. intolerancia (DAO)*	dao	535	géles (sárga)	szérum Limbach		9 nap			
Hisztamin*	hisz	544	EDTA (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	28 nap	Mintavétel után, centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Fagyasztva szállítani!
Hisztin elleni antitest*	hiszt	390	géles (sárga)	szérum Limbach		1 hónap	1 hónap		
HIV-1,2 antitest, HIV-1 antigén	hiv-12	435	géles (sárga)	szérum		2 nap	2 nap	2 hónap	Felolvasztás újra fagyasztás kerülendő
Homocisztein	homoc	39	géles (sárga)	szérum fagy.	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	2 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, szekunder csőbe áttölteni, és fagyasztani, fagyasztva szállítani!
HPV szűrés (14magas,14 alacsony kockázatú)*	hpvpcr	471	PCR mintavevő	genitális váladék		24-48 óra			
Húgysav	HS	13	géles (sárga)	szérum	3 nap	7 nap	7 nap		
Humán Epididimisz protein 4 (HE4)	Profilból	Profil 99	géles (sárga)	szérum					
Hüvelyi mikrobiom vizsgálat	Mhuvmi	479	speciális mintavevő	hüvelyváladék		2 nap	2 nap		Vizsgálati igényt előre jelezni kell a speciális mintavevő miatt!
IgA	IgA	43	géles (sárga)	szérum	8 hónap	8 hónap	8 hónap		Erős lipémia a vizsgálatot zavarja
IgG	IgG	42	géles (sárga)	szérum	4 hónap	8 hónap	8 hónap		Erős lipémia a vizsgálatot zavarja
IgM	IgM	44	géles (sárga)	szérum	2 hónap	4 hónap	4 hónap		Erős lipémia a vizsgálatot zavarja
Inhalatív Extractum panel - 36 extractum*	Ainhex	340	géles (sárga)	Szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
Inhalatív Állati panel - 53 allergén*	Ainhal	339	géles (sárga)	Szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
Inhalatív Indoor panel - 45 allergén *	Ainhin	341	géles (sárga)	Szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
Inhalatív Komplex panel - 125 allergén*	Ainhko	342	géles (sárga)	Szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
Inhalatív Növényi panel - 59 allergén*	Ainhno	343	géles (sárga)	Szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
IgG alostályok*	iggalo	552	géles (sárga)	szérum Limbach		14 nap			
Immundeficiencia (paraprotein kimutatás)			géles (sárga)	szérum Medicover		1 hét	1 hét		
Inhalatív allergiapanel (állatok)	inha	322	géles (sárga)	szérum		1 hét	1 hét	1 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
Inhalatív allergiapanel (penész és por)	inhpp	321	géles (sárga)	szérum		1 hét	1 hét	1 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
Inhalatív allergiapanel (pollenek)	inhpo	323	géles (sárga)	szérum		1 hét	1 hét	1 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.

## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Inhibin A	Profilból	Profil 96	géles (sárga)	szérum		24 óra	24 óra	6 hónap	Magzati kockázat vizsgálatok kéréslapjának pontos kitöltése kötelező! A második trimeszteri szűrés a terhesség 14- 21. hetéig végezhető el.
Inhibin B*	inhiB	545	géles (sárga)	szérum Limbach		14 nap			
Interleukin-6 (IL-6)	ileu6	548	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				6 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Inzulin	inz	70	géles (sárga)	szérum	8 óra	2 nap	2 nap	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Inzulin 0'(glükóz terhelés előtt)	It0	250	géles (sárga)	szérum	8 óra	2 nap	2 nap	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Inzulin 120'(glükóz terhelés után)	It120	254	géles (sárga)	szérum 120	8 óra	2 nap	2 nap	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Inzulin 150'(glükóz terhelés után)	It150	255	géles (sárga)	szérum 150	8 óra	2 nap	2 nap	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Inzulin 180'(glükóz terhelés után)	It180	256	géles (sárga)	szérum 180	8 óra	2 nap	2 nap	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Inzulin 30'(glükóz terhelés után)	It30	251	géles (sárga)	szérum 30	8 óra	2 nap	2 nap	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Inzulin 60'(glükóz terhelés után)	It60	252	géles (sárga)	szérum 60	8 óra	2 nap	2 nap	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Inzulin 90'(glükóz terhelés után)	It90	253	géles (sárga)	szérum 90	8 óra	2 nap	2 nap	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Inzulin elleni antitest	inzat	403	géles (sárga)	szérum Medcover		14 nap	14 nap	nem fagyasztható	
Inzulinszerű növekedési faktor-1 (IGF-1)*	IGF1	83	géles (sárga)	szérum	24 óra	48 óra	48 óra	28 nap	
Jód*	jod	572	géles (sárga)	szérum Limbach		21 nap			
K vitamin*	kvit	570	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				30 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Kalcitonin	Kalcit	77	géles (sárga)	szérum fagy.	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	15 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, szekunder csőbe áttölteni, és fagyasztani, fagyasztva szállítani!
Kalcium (Ca)	Ca	19	géles (sárga)	szérum	3 nap	1 hét	1 hét	3 hónap	Azonnal centrifugálni, hogy a vvt-k ne vegyék fel a Ca-t
Kálium (K)	K	17	géles (sárga)	szérum	1 nap	1 nap	1 nap	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Kalprotektin	kalpr	183	széklettartály	széklet					Széklettartályban, borsónyi mennyiség küldendő
Karbamazepin*	Carb	188	géles (sárga)	szérum Limbach		1-2 nap	7 nap	2 hónap	A mintavétel közvetlenül az újabb gyógyszeradag bevétele előtt történjen!
Karbamid	Karb	11	géles (sárga)	szérum	7 nap	7 nap	7 nap		Icterus a vizsgálatot zavarja.
Klorid (Cl)	Cl	18	géles (sárga)	szérum	1 nap	2 nap	2 nap	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.

## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Koenzim Q10	koq10	571	EDTA (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	3 hónap	Mintavétel után, centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Fagyasztva szállítani!
Koleszterin	Kol	25	géles (sárga)	szérum		1 hét	1 hét		Icterus a vizsgálatot zavarja.
Kortizol (szérum)	Kortiz	73	géles (sárga)	szérum	8 óra	2 nap	2 nap	3 hónap	
Kortizol nyálból I.*	Korn1	360	speciális mintavevő	nyál		1-2 nap	1-2 nap	2 hónap	
Kortizol nyálból II.*	Korn2	361	speciális mintavevő	nyál		1-2 nap	1-2 nap	2 hónap	
Kortizol nyálból III.*	Korn3	362	speciális mintavevő	nyál		1-2 nap	1-2 nap	2 hónap	
Kortizol nyálból IV.*	Korn4	363	speciális mintavevő	nyál		1-2 nap	1-2 nap	2 hónap	
Kortizol nyálból V.*	Korn5	364	speciális mintavevő	nyál		1-2 nap	1-2 nap	2 hónap	
Kreatin-kináz (CK)	CK	8	géles (sárga)	szérum	4 óra	12 óra	12 óra		Minél hamarabb centrifugáljuk, fénytől védjük. Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Kreatinin	Krea	12	géles (sárga)	szérum	1 hét	1 hét	1 hét		
Kromogranin A*	kroma	112	géles (sárga)	szérum Limbach			4 hét	6 hónap	
Laktát-dehidrogenáz (LDH)	LDH	7	géles (sárga)	szérum	7 nap	4 nap	4 nap		Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Laktóz-intolerancia (LCT 13910 C/T)*	lakint	480	EDTA (lila)	EDTA teljes vér		24-48 óra		nem tárolható	Páciens által aláírt kéréslap küldése kötelező!
Laktóz-intolerancia (LCT 13910 C/T)*	lakisz	481	szájnyálkahártya-törlet	szájnyálkahártya-törlet		24-48 óra		nem tárolható	Páciens által aláírt kéréslap küldése kötelező!
LDL-koleszterin	dLDL	26	géles (sárga)	szérum	1 nap	7 nap	7 nap		
Leiden/V. faktor mutáció*	fvleid	482	EDTA (lila)	EDTA teljes vér		24-48 óra		nem tárolható	Páciens által aláírt kéréslap küldése kötelező!
Leptin*	Llept	546	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				200 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Lipáz	Lip	10	géles (sárga)	szérum	1 hét	3 hét	3 hét		Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
Lipid prot.profil(LIPODENS)*	lipro	524	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				30 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Lipoprotein (a)*	lpa	523	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				60 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Lítium*	Li	189	géles (sárga)	szérum Limbach		1 nap	7 nap	1 év	Az utolsó lítiumadag bevétele után 12 órával történjen a mintavétel!

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.

## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Lupus antikoaguláns*	lupusz	156	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Linbach	4 óra	Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	Ha nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor a csöve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a plazma felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra lefagyasztani. (lásd Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója) Fagyasztva szállítani!
Luteinizáló Hormon (LH)	LH	61	géles (sárga)	szérum	8 óra	2 nap	2 nap	6 hónap	Csak egyszer olvasható fel.
M2-PK*	m2pksz	536	széklettartály	széklet fagy. Limbach				28 nap	
M2-PK*	m2pkpl	537	EDTA (lila)	A plazma fagy. Limbach	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható		Mintavétel után, centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Fagyasztva szállítani!
Magnézium (Mg)	Mg	21	géles (sárga)	szérum	1 hét	1 hét	1 hét		Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Makroprolaktin	Profilból	Profil 97	géles (sárga)	szérum					
Melatonin	melato	554	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				1 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani és fagyasztva szállítani!
Mellékvesekéreg AAT*	melat	409	géles (sárga)	szérum Limbach		14 nap	14 nap		
Molekuláris Bromelain (CCD) MUX F3 IgE*	mbrom	589	géles (sárga)	szérum Limbach		1 nap	7 nap	1 hónap	
Molekuláris búza IgE*	molbuz	580	géles (sárga)	szérum Limbach		1 nap	7 nap	1 hónap	
Molekuláris dió IgE*	moldio	581	géles (sárga)	szérum Limbach		1 nap	7 nap	1 hónap	
Molekuláris földimogyoró IgE*	mfmogy	582	géles (sárga)	szérum Limbach		1 nap	7 nap	1 hónap	
Molekuláris mogyoró IgE*	mmogy	583	géles (sárga)	szérum Limbach		1 nap	7 nap	1 hónap	
Molekuláris nyírfa IgE*	mnyir	588	géles (sárga)	szérum Limbach		1 nap	7 nap	1 hónap	
Molekuláris parlagfű IgE*	mparl	587	géles (sárga)	szérum Limbach		1 nap	7 nap	1 hónap	
Molekuláris szójabab IgE*	mszoja	584	géles (sárga)	szérum Limbach		1 nap	7 nap	1 hónap	
Molekuláris tehéntej IgE*	mttej	585	géles (sárga)	szérum Limbach		1 nap	7 nap	1 hónap	
Molekuláris tojásfehérje IgE*	mtojfe	586	géles (sárga)	szérum Limbach		1 nap	7 nap	1 hónap	
Morbilli (kanyaró) elleni antitest (IgG)	morb	449	géles (sárga)	szérum Limbach		1 nap	7 nap	1 hónap	
MTHFR mutáció* (C677T, A1298C)	mc677t	483	EDTA (lila)	EDTA teljes vér		24-48 óra		nem tárolható	Páciens által aláírt kéréslap küldése kötelező!
Mycoplasma genitalium PCR*	mycpcr	473	STD PCR mintavevő, steril vizeletes pohár	vizelet, húgycső- és genitális váladék		24-48 óra			
Nátrium (Na)	Na	16	géles (sárga)	szérum	1nap	1 hét	1 hét	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Neisseria gonorrhoeae PCR*	neipcr	474	STD PCR mintavevő, steril vizeletes pohár	vizelet, húgycső- és genitális váladék		24-48 óra			

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.

## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Neuron specifikus enoláz (NSE)	NSEf	107	géles (sárga)	szérum fagy.	1 óra	nem tárolható	nem tárolható	1 hónap	Alvadás után azonnal fugalni és fagyasztani, fagyasztva szállítani! Haemolitikus minta mérésre alkalmatlan!
NK lymphocita funkció*	nklym	422	Li-heparin (Zöld)	Li-heparin Medicover	2 óra				Mintasükséglet: 2 X 10 ml Hétfőtől csütörtökig küldhető! Déli 12 óráig a laborba juttatandó!
NT-ProBNP	pbnp	553	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				60 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Növekedési hormon (hGH)	HGH	74	géles (sárga)	szérum		8 óra	8 óra	2 hónap	A vérvétel előtt 30 perccel a betegnek éhomi és teljes nyugalmi állapotban kell lennie. Lipémia és a hemolízis zavarja.
Nutritív allergiapanel	nutri	325	géles (sárga)	szérum		1 hét	1 hét	1 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
Nutritív allergiapanel (húsok)	nutrh	326	géles (sárga)	szérum		1 hét	1 hét	1 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
Nutritív Állati panel - 56 allergén*	Anutal	334	géles (sárga)	szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
Nutritív Extractum panel - 76 extractum*	Anutex	335	géles (sárga)	szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
Nutritív Komplex panel - 152 allergén*	Anutko	336	géles (sárga)	szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
Nutritív Növényi panel- 96 allergén*	Anutno	337	géles (sárga)	szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
Nutritív Vegetáriánus - 111 allergén*	Anutve	338	géles (sárga)	szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
Ólom*	olom	574	EDTA (lila)	EDTA telj.vér Limbach				28 nap	
Omega-zsírsvav profil*	omegzs	531	EDTA (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach				92 nap	Mintavétel után, centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Fagyasztva szállítani!
Oszteokalcin	Osteo	85	EDTA (lila)	EDTA plazma		48 óra	3 nap	90 nap	
Összfehérje	TP	30	géles (sárga)	szérum	48 óra	48 óra	4 hét		
Ösztradiol (E2)	Oest	63	géles (sárga)	szérum	8 óra	48 óra	7 nap	2 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja. Háromszor olvasható fel.
Ozmolalitás (szérum)*	sosm	558	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				1 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Paleo ételek-137 étel*	lpaleo	355	géles (sárga)	szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
Pankreász spec.elasztáz*	pankel	532	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				28 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Pankreász spec.elasztáz*	panksz	555	széklettartály	széklet fagy. Limbach				28 nap	

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.

## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Pankreász szigetsejt antitest*	pszat	393	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				6 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
PAPP-A	Profilból	profil 95	géles (sárga)	szérum		24 óra	24 óra	6 hónap	Magzati kockázat vizsgálatok kéréslapjának pontos kitöltése kötelező! Az első trimeszteri szűrés a terhesség 13 hét + 6.napjáig végezhető el, ezután már csak 16 hetes kockázatelemzésre van lehetőség.
Parathormon (PTH)	PTH	80	EDTA (lila)	EDTA plazma	8 óra	48 óra	2 nap	6 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja. 3 x olvasztható fel.
Parvovírus B19 antitestek (IgG,IgM)*	pav	445	géles (sárga)	szérum Medicovert		48 óra	5 nap	1 év	
Progeszteron	Prog	64	géles (sárga)	szérum	8 óra	48 óra	2 nap	3 hónap	Csak egyszer olvasható fel. Erősen lipémiás minta zavarja.
Prolaktin	Prol	62	géles (sárga)	szérum	8 óra	48 óra	2 nap	3 hónap	Csak egyszer olvasható fel
Prosztata specifikus antigén (PSA)	PSA	117	géles (sárga)	szérum	3 óra	24 óra	24 óra	5 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Protein C aktivitás*	protC	159	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Linbach	4 óra	Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	Ha nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor a csőve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a plazma felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra lefagyasztani.(lásd Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója) Fagyasztva szállítani!
Protein S aktivitás*	protS	158	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Linbach	4 óra	Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	Ha nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor a csőve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a plazma felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra lefagyasztani.(lásd Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója) Fagyasztva szállítani!
Protrombin (INR)	PT	150	citrát (kék)	citrát	8 óra	nem tárolható	nem tárolható	1 hét	A vérvételi csőbe a vért jelleg kell venni! Ha nem lehetséges a 8 órán belüli szállítás, akkor a csövet le kell lecentrifugálni, a plazma felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra lefagyasztani. Fagyasztva szállítani!

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.

## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Protrombin elleni antitest	protat	402	géles (sárga)	Szérum Medicover		48 óra	14 nap		
Protrombin mutáció (II. faktor mutáció)*	protmu	434	EDTA (lila)	EDTA teljes vér		24-48 óra		nem tárolható	Páciens által aláírt kéréslap küldése kötelező!
Pszedo-kolinészteráz	Che	29	géles (sárga)	szérum	4 óra	48 óra	1 hét	6 hónap	
Puffasztó ételek - 79 étel	lpuff	356	géles (sárga)	szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
Renin*	renin	82	EDTA (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	6 hónap	A mintát a vérvétel után azonnal centrifugálja le és a plazmát 2 db szekunder csőbe fagyassza le. Tilos hűtőszekrényben tárolni! A vizsgálat előtt 4 héttel fel kell függeszteni a spironolacton, eplerenon, triamteren, amilorid hatóanyagú gyógyszerek, ill. drospirenontartalmú fogamzásgátlók szedését. Ez idő alatt kerülni kell az édesgyökér és a rágódohány fogyasztását is. A mérés előtt a káliumszintet normalizálni kell, a páciens étkezék kiegyensúlyozottan, tekintettel a sóbevitelre. A mintavétel reggel, körülbelül 2 órával felkelés után, ülő helyzetben, 5-15 perc pihenés után történik.
Retikulocita	Reta	132	EDTA (lila)	EDTA teljes vér	48 óra			nem tárolható	
Reuma faktor (RF)	RF	32	géles (sárga)	szérum	1 nap	8 nap	8 nap	3 hónap	Csak egyszer fagyasztható le.
Reverz T3*	rt3	57	géles (sárga)	szérum Budalabor		2 nap	7 nap	2 hónap	
Réz (Cu)szérumból*	Cu	24	géles (sárga)	szérum Limbach			14 nap	1 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, szekunder csőbe áttölteni, és fagyasztani, fagyasztva szállítani!
RPR, TPHA (szifilisz szerológia)*	trp	448	géles (sárga)	szérum		2 nap	2 nap	1 év	
Rubeola vírus antitestek IgG*	rubve	444	géles (sárga)	szérum Medicover		2 nap	1 hét	1 év	
Rubeola vírus antitestek (IgG, IgM)*	RUB	443	géles (sárga)	szérum Medicover		2 nap	1 hét	1 év	
S 100 protein*	S100	108	géles (sárga)	szérum	8 óra	2 nap	2 nap	3 hónap	
SARS-CoV-2 IgG (1st IS) antitest	covat2	500	géles (sárga)	szérum	2 nap	48 óra	7 nap	1 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
SARS-CoV-2 IgG (Siemens Centaur) antitest kimutatása	covat3	501	géles (sárga)	szérum	2 nap	48 óra	7 nap	1 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.



## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
SARS-CoV-2 PCR*	covpcr	470	PCR mintavevő	torok/orr váladék		24-48 óra			
SARS-CoV-2 sejtes immunitás vizsgálat Euroimmun IGRA*	coigra	503	Li-heparin (Zöld)	Li-heparin Vascular	12 óra				Hétfőtől csütörtökig kérhető! Tilos hűteni és centrifugálni! Ha megoldható 37 fokon tárolandó!
SARS-CoV2 NCP IgG ELISA	concpg	504	géles (sárga)	szérum Vascular					nem szabad hűteni, szobahőn vagy 37° C
SARS-CoV2 Neutralizáló antitest kimutatás (ELISA)*	cneutr	502	géles (sárga)	szérum Vascular					Külön cső szükséges!
SCC*	scc	538	géles (sárga)	szérum Limbach		48 óra	7 nap	90 nap	
SFLT1-PLGF arány*	sflt	533	géles (sárga)	szérum Limbach		8 óra	7 nap		
SHBG	SHBG	66	géles (sárga)	szérum	8 óra	48 óra	7 nap	2 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zav. 2 X olvasztható fel.
Spermium AAT*	speat	407	géles (sárga)	szérum Limbach		48 óra	14 nap		
STD 10-es panel	Mstdge	478	STD PCR mintavevő, steril vizeletes pohár	vizelet, húgycső- és genitális váladék		24-48 óra			(Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Chlamidia trachomatis, Herpes simplex I-II, Treponema pallidum)
STD 5-ös panel	Mstd5	477	STD PCR mintavevő, steril vizeletes pohár	vizelet, húgycső- és genitális váladék		24-48 óra			(Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Neisseria gonorrhoea, Trichomonas vaginalis)
Szabad Béta HCG	Profilból	Profil 95	géles (sárga)	szérum		24 óra	24 óra	6 hónap	Magzati kockázat vizsgálatok kérelmének pontos kitöltése kötelező! Az első trimeszteri szűrés a terhesség 13 hét + 6.napjáig végezhető el, ezután már csak 16 hetes kockázatelemzésre van lehetőség.
Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron	Profilból	Profil 98	géles (sárga)	szérum		2 nap	2 nap	2 hónap	Összetétel: totál tesztoszteron, SHBG, albumin
Szabad ösztriol	Profilból	Profil 96	géles (sárga)	szérum		24 óra	24 óra	6 hónap	Magzati kockázat vizsgálatok kérelmének pontos kitöltése kötelező! A második trimeszteri szűrés a terhesség 14- 21. hetéig végezhető el.
szabad PSA (fPSA)	FPSA	118	géles (sárga)	szérum	3 óra	1 nap	1 nap	5 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Szabad T3 (fT3)	FT3	52	géles (sárga)	szérum	8 óra	2 nap	2 nap	2 hónap	3 x felolvasható és visszafagyasztható

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.

## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Szabad T4 (FT4)	FT4	51	géles (sárga)	szérum	8 óra	2 nap	2 nap	2 hónap	Csak egyszer olvasható fel.
Székklet vér (immuno)	Szvr1	180	széklettartály	széklet	18 nap	3 hónap		1 év	Széklettartályban, borsónyi mennyiség küldendő
Székklet vér 2 (immuno)	Szvr2	181	széklettartály	széklet	18 nap	3 hónap		1 év	Széklettartályban, borsónyi mennyiség küldendő
Székklet vér 3 (immuno)	Szvr3	182	széklettartály	széklet	18 nap	3 hónap		1 év	Széklettartályban, borsónyi mennyiség küldendő
Szelén*	sze	573	géles (sárga)	szérum Limbach			28 nap		
Szerotonin*	szerot	547	EDTA (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach				90 nap	Mintavétel után 30 perccel centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Fagyasztva szállítani! A következő hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek szedését 3 nappal a vérvétel előtt fel kell függeszteni: klórpromazin, mefenizin-karbamát, metokarbamol, paracetamol és acetilszalacilsav. Kerülni kell a következő ételeket: ananász, padlizsán, avokádó, banán, ribizli, dinnye, szilva, egres, paradicsom, dió, szilva
Szérum Amiloid A (SAA)*	saa	534	géles (sárga)	szérum Limbach					
Szérum elektroforézis (ELFO)*	FehELFO	417	géles (sárga)	szérum Medicover		48 óra	1 hét	nem fagyasztható	
Szérum ozmolalitás*	ozmol	539	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				1 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Szol. transferrin receptor*	szoltr	530	géles (sárga)	szérum Limbach		48 óra	7 nap		
Szöveti polipeptid antigén (TPA)*	TPA	109	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				6 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Szövet specifikus autoantitestek	szeat	388	géles (sárga)	szérum Medicover		48 óra	14 nap		Összetétel: mitokondrium, simaizom, parietális sejt, LKM és retikulín elleni antitestek
Táplálékintolerancia (IgG) panel (220+)*	tig221	329	géles (sárga)	szérum Budalabor		2 nap	2 nap	7 nap	
Táplálékintolerancia (IgG) panel (46)	food46	328	géles (sárga)	szérum		2 nap	2 nap	7 nap	

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
TH1-TH2 citokin dominancia*	th1th2	423	Li-heparin (zöld)	Li-heparin Medicover					Mintaszükséglet: 2 X 10 ml Hétfőtől csütörtökig küldhető! Déli 12 óráig a laborba juttatandó!
Tireoglobulin	TRG	54	géles (sárga)	szérum	8 óra	2 nap	2 nap	2 hónap	Csak egyszer olvasható fel
TNF-alfa*	tnfa	412	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach				365 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Totál bilirubin	Tbil	5	géles (sárga)	szérum	1 nap	48 óra	7 nap		Fénytől védve tartandó! Heamolizis kerülendő
Total IgE	TotIgE	320	géles (sárga)	szérum		2 nap		6 hónap	
Totál tesztoszteron	Tesz	75	géles (sárga)	szérum	8 óra	2 nap	2 nap	2 hónap	
Toxoplasma gondii elleni antitestek (IgG,IgM)	TOXO	441	géles (sárga)	szérum		48 óra	5 nap	2 hónap	
Toxoplasma gondii IgG aviditás	toxavi	653	géles (sárga)	szérum		48 óra	5 nap	2 hónap	
Transzferrin	Trf	34	géles (sárga)	szérum	1 nap	48 óra	1 hét	3 hónap	
Treponema pallidum ellenanyag megerősítése (immunoblot)*	trepat	450	géles (sárga)	szérum Vascular		48 óra	5 nap	2 hónap	
Trichomonas vaginalis PCR*	tripcr	476	STD PCR mintavevő, steril vizeletes pohár	vizelet, húgycső- és genitális váladék		24-48 óra			
Trigliceridek	Tg	28	géles (sárga)	szérum	1 nap	48 óra	7 hét	3 hónap	Erősen besárgult minták kerülendők
Triptáz*	tripta	413	géles (sárga)	szérum Limbach				14 nap	
Trombin idő	thrido	153	citrát (kék)	citrát	4 óra			1 hét	A vérveteli csőbe a vért jelig kell venni! Ha nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor a csövet le kell lecentrifugálni, a plazma felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra lefagyasztani. Fagyasztva szállítani!
Trombocita citrátos vérből	citplt	135	citrát (kék)	citrát	8 óra				
Troponin-I (hs-cTnI)	cTnI	89	géles (sárga)	szérum	4 óra	2 nap	2 nap	1 hónap	
TSH	TSH	50	géles (sárga)	szérum	18 óra	48 óra	6 nap	3 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja. Csak kétszer fagyasztható.
TSH receptor elleni AT (TRAK)	TRAK	56	géles (sárga)	szérum		1-2 nap	1-2 nap	2 hónap	
Ureaplasma PCR*	urepcr	475	STD PCR mintavevő, steril vizeletes pohár	vizelet, húgycső- és genitális váladék		24-48 óra			
Valproinsav*	valp	187	géles (sárga)	szérum Limbach		1-2 nap	7 nap	1 hónap	

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.

## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Varicella-zoster vírus elleni antitest (IgG)	vzigg	442	géles (sárga)	szérum		48 óra	5 nap	2 hónap	Hemolízis, icterus és a lipémia vizsgálatot zavarja. Felolvasztás u
Vas (Fe)	Fe	22	géles (sárga)	szérum	7 nap	48 óra	3 hét		Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
Vegán ételek - 124 étel	Ivegan	357	géles (sárga)	szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
Vegetáriánus ételek - 143 étel	Iveget	358	géles (sárga)	szérum PrimaLab		1 nap	1 hét	1 hónap	Külön cső szükséges!
Vércsoport és ellenanyagszűrés (angol)*	vcsang	139							Thetis-ben jelölni kell!
Vércsoport és ellenanyagszűrés (sürgős)*	vcssur	138							Thetis-ben jelölni kell!
Vércsoport és ellenanyagszűrés*	VCSED	137	EDTA 6 ml (lila)	EDTA 6 ml		3 nap			
Vérkép	VK5	130	EDTA (lila)	EDTA teljes vér	8 óra	24 óra		nem tárolható	Aznap mérendő!
Vizelet amidáz	Vami	272	vizelet	vizelet	2 nap	10 nap	10 nap		
Vizelet fehérje	VFeh	271	vizelet	vizelet		1 hónap	1 hónap	nem tárolható	
Vizelet fehérje (gyűjtött vizeletből)	GyFeh	291	vizelet	gyűjtött vizelet		2 nap	2 nap		24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba juttatni.
Vizelet foszfát	VP	277	vizelet	vizelet		2 nap	2 nap		
Vizelet foszfát (gyűjtött vizeletből)	GyP	296	vizelet	gyűjtött vizelet		2 nap	2 nap		24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba juttatni.
Vizelet glükóz	VG	273	vizelet	vizelet	nem tárolható	Analizálni, amint lehetséges	Analizálni, amint lehetséges		
Vizelet glükóz (gyűjtött vizeletből)	GyG	292	vizelet	gyűjtött vizelet	nem tárolható	Analizálni, amint lehetséges	Analizálni, amint lehetséges		24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba juttatni.
Vizelet húgysav	VHs	276	vizelet	vizelet	4 nap	nem tárolható	nem tárolható		

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.

## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató	
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C		
					Vizelet húgysav (gyűjtött vizeletből)	GyHs	295	vizelet		gyűjtött vizelet
Vizelet kalcium	VCa	275	vizelet	vizelet	2 nap	4 nap	4 nap			
Vizelet kalcium (gyűjtött vizeletből)	GyCa	294	vizelet	gyűjtött vizelet						24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba <u>jutatni</u> .
Vizelet kálium	VK	281	vizelet	vizelet	45 nap	2 hónap	2 hónap			
Vizelet kálium (gyűjtött vizeletből)	GyK	301	vizelet	gyűjtött vizelet	45 nap	2 hónap	2 hónap			24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba <u>jutatni</u> .
Vizelet karbamid	VKar	278	vizelet	vizelet	2 nap	7 nap	7 nap			
Vizelet karbamid (gyűjtött vizeletből)	GyKar	298	vizelet	gyűjtött vizelet	2 nap	7 nap	7 nap			24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba <u>jutatni</u> .
Vizelet klorid	VCl	282	vizelet	vizelet	1 hét	1 hét	1 hét			
Vizelet klorid (gyűjtött vizeletből)	GyCl	302	vizelet	gyűjtött vizelet	1hét	1 hét	1 hét			24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba <u>jutatni</u> .
Vizelet kreatinin	VKr	274	vizelet	vizelet		7 nap	7 nap			

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.

## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Vizelet kreatinin (gyűjtött vizeletből)	GKrp	293	vizelet	gyűjtött vizelet		7 nap	7 nap		24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba jutatni.
Vizelet magnézium (gyűjtött vizeletből)	GyMg	298	vizelet	gyűjtött vizelet		7 nap	7 nap		24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba jutatni.
Vizelet mikroalbumin	MAU	270	vizelet	vizelet		1 hónap	1 hónap	nem ajánlott	
Vizelet mikroalbumin (gyűjtött vizeletből)	GyMAU	290	vizelet	gyűjtött vizelet		1 hónap	1 hónap	nem ajánlott	24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba jutatni.
Vizelet nátrium	VNa	280	vizelet	vizelet	45 nap	45 nap	45 nap		
Vizelet nátrium (gyűjtött vizeletből)	GyNa	300	vizelet	gyűjtött vizelet	45 nap	45 nap	45 nap		24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba jutatni.
Vörösvérsejt süllyedés	Wedta	131	EDTA (lila)	EDTA teljes vér	8 óra	24 óra		nem tárolható	Csak aznap mérhető!
Zonulin (széklet)*	zonu	549	széklettartály	széklet fagy. Limb.				28 nap	

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.

## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
<b>Mikrobiológia</b>									
B csoportú Streptococcus szűrő és rezisztencia vizsgálat	bstrep	43	Transwab	hüvelyváladék	48-72 óra				MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+anaerob)	anaero	2	Transwab	mély sebváladék, genny, punktátum	48-72 óra				MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+anaerob)	anaero	2	Sterilpohár Fecskendő	punktátum		24-48 óra			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+gomba)	aerob	1	Transwab	orrváladék torokváladék fülváladék kötőhártya-váladék sebváladék (felszíni) húgycsőváladék hüvelyváladék cervikálisváladék genny	48-72 óra				MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+gomba)	aerob	1	Boricon Sterilpohár	vizelet	2 óra	24 óra			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+gomba)	aerob	1	Sterilpohár	köpet ejakulátum punktátum	2 óra	24 óra			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Calicivírus/Norovírus antigén kimutatása székletből	szcali	23	Széklettartály	széklet		2-3 nap			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Clostridium difficile AG és toxin kimutatása székletből	szclos	22	Széklettartály	széklet		2-3 nap			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Féregpete kimutatás mikroszkópos vizsgálattal	fereg	25	Széklettartály	széklet		2-3 nap			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Helicobacter pylori antigén kimutatása székletből	szheli	41	Széklettartály	széklet		2-3 nap			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Kenet festése, értékelése (hüvely, húgycső)	kenert	48	Tárgylemez	hüvelyváladék húgycsőváladék	korlátlan				MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kérőlapot tölteni.

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.

## Preanalitikai tájékoztató

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Primer cső eltarthatósága centrifugálás után		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
					szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Legionella antigén kimutatása vizeletmintából	vlegio	46	Sterilpohár	vizelet	2 óra	24 óra			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
MRSA szűrővizsgálat (orr, torok)	MRSA	42	Transwab	orrváladék, torokváladék	48-72 óra				MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Protozoon kimutatása székletből (Giardia, Entamoeba, Cryptosporidium)	protoz	24	Széklettartály	széklet		2-3 nap			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Rotavírus/Adenovírus antigén kimutatása székletből	szrota	21	Széklettartály	széklet		2-3 nap			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Sarjadzó gomba tenyésztése bakteriológia nélkül	sargom	47	Mintatípustól függően: Transwab, steril pohár, Boricon	minta gomba tenyésztésre		2-3 nap			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Streptococcus pneumoniae kimutatása vizeletből	vstrep	45	sterilpohár	vizelet	2 óra	24 óra			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Széklet munkaalkalmassági vizsgálata	szmunk	40	Széklettartály	széklet		2-3 nap			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Széklettenyésztés bakteriológiai tenyésztése (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, E. coli)	szteny	20	Széklettartály	széklet		2-3 nap			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kérőlapot tölteni.

2022.05.06

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A \* jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek.